

**Fiche Technique – Masque Chirurgical Type IIR – Fixation élastiques**

**Désignation :** Masque Chirurgical – Type IIR

**Classe :** Type IIR - selon EN 14683+AC : 2019

**Référence :** Voir Tableau ci-dessous

**Composition :** **Matériaux (sans latex, sans fibre de verre) :**

- Face extérieure et intérieure en polypropylène
- Média filtrant en polypropylène (meltblown)
- Brides élastiques en caoutchouc (spandex) – Sans Latex
- Barrette nasale en acier/polypropylène
- Soudures par ultrason

**Entretien :** Sans entretien, usage unique

**Temps de port conseillé :** 4 heures maximum

**Durée de vie :** 5 ans à partir de la date de fabrication

**Emballage :** Boite de 50 demi-masques – Dim. (L x l x H) - 105 x 90 x 205 mm


**Conformité :** Norme EN 149:2001 + A1:2009 - Type IIR  
Règlement (UE) 2017/745 relatif aux Dispositifs Médicaux




**Modèles et références :**

Modèle/Taille	Coloris					
	BLEU	NOIR	BLANC	ROSE	VERT	CAMOUFLAGE
ADULTE	Ref. CH3A1EB01	Ref. CH3A1EN01	Ref. CH3A1EW01	Ref. CH3A1EP01	Ref. CH3A1EG01	Ref. CH3A1EC01
SLIM	-	-	-	Ref. CH3A2EP01	-	-

**Caractéristiques Techniques :**



N°	Désignation	Matière	Dimensions / Grade
1	Face intérieure	100% Polypropylène (spunbond SS)	25 g/m <sup>2</sup>
2	Média filtrant	100% Polypropylène (meltblown)	30 g/m <sup>2</sup>
3	Face extérieure	100% Polypropylène (spunbond SSS)	25 g/m <sup>2</sup>
4 - 5	Elastiques de fixation (x2)	Caoutchouc synthétique – Sans Latex	3 x 180 mm
6	Pince nez	Fil Acier + Polypropylène	1 x 100 mm

Modèle/Taille	L x H (mm)
ADULTE	175 x 95
SLIM	165 x 95

**Fiche Technique – Masque Chirurgical Type IIR – Fixation élastiques**

**Performances Techniques :**

Essai (EN 14683+AC)	Méthode d'essai	Performance
Efficacité de filtration bactérienne (EFB) (%)	EN14683 Annexe B	≥ 98
Pression différentielle (Pa/cm <sup>2</sup> )	EN14683 Annexe C	< 60
Propreté microbienne (ufc/g)	EN14683 Annexe D + EN ISO 11737-1	≤ 30
Pression de la résistance aux projections (kPa)	ISO 22609	≥ 16

**Design/finition disponibles :**

Masque Chirurgical - Standard



Finition « **Standard** »

Masque Chirurgical - Médical Confort +



Finition « **Confort +** »  
Présence d'une **doublure latérale**  
=> Plus **doux & confortable**

**Conditionnements :**



Désignation	Qté masques	Dimensions – L x l x H (mm)	Poids brut moyen (kg)
Boîte de 50 masques	50	105 x 90 x 205	0,22
Carton de 40 boîtes de 50 demi-masques	2000	530 x 370 x 410	9,10



**Fiche Technique – Masque Chirurgical Type IIR – Fixation élastiques**

Palette de 16 cartons de 640 boîtes de 50 demi-masques	32000	1200 x 800 x 1822	166,40
--	-------	-------------------	--------